



Coquilles insonorisantes

Les coquilles insonorisantes **fdmt** sont utilisées pour protéger l'ouïe et réduire les distractions sonores dans un environnement bruyant. Elles atténuent efficacement les bruits forts et nuisibles, sans exclure les autres sons ambiants.

4 couleurs



blanc

bleu

gris

noir

Qui peut utiliser les coquilles insonorisantes ?

Nous les recommandons pour toute personne dès l'âge de 8 mois, qui ne présente aucun trouble auditif (ex : acouphène, trouble du traitement auditif, surdité partielle).

Elles sont fréquemment utilisées par des personnes qui ont de la difficulté à fonctionner dans un environnement bruyant, qui présentent des difficultés sensorielles (hypersensibilité auditive), attentionnelles (avec ou sans hyperactivité (TDA/H)), un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou encore de l'anxiété.

Comment les coquilles fonctionnent-elles ?

Spécialement conçues avec un bandeau ajustable et dotées de coquilles cousinées pivotantes, elles sont confortables et s'ajustent bien à la tête. Le bandeau des coquilles est ajustable par une simple pression en sens inverse et un étirement progressif jusqu'à la grandeur désirée.

Légères, résistantes et pliables, elles s'insèrent dans la pochette incluse pour un rangement hygiénique et un transport pratique. Les mousses intérieures sont amovibles pour en faciliter le nettoyage.

Elles n'entravent pas la communication et les usagers pourront continuer de percevoir les signaux sonores à proximité : consignes verbales, sonneries de téléphone, alarmes, etc.

Comment les intégrer à la vie de tous les jours ?

Quelques exemples de leur utilisation au quotidien :

- › Favorise la concentration en réduisant les bruits parasites à la maison, à l'école, lieu de travail à aire ouverte, entrepôt, etc.
- › Aide à maintenir une attention soutenue lors d'une tâche ou d'une activité à durée déterminée : devoirs, examen, travail de bureau.
- › Permet aux personnes hypersensibles de tolérer une activité bruyante : cinéma, concert, spectacle, feux d'artifices, aspirateur, etc.

Comment les nettoyer ?

Nettoyer régulièrement l'extérieur des coquilles avec du savon et de l'eau tiède. Ne pas plonger dans l'eau.

Au besoin, la mousse intérieure peut être retirée et nettoyée à l'eau froide avec un savon doux. Laisser sécher complètement avant de la réinstaller.

Mise en garde

- › Il est conseillé d'utiliser les coquilles insonorisantes pour de courtes périodes ciblées dans le temps.
- › Les coquilles insonorisantes **fdmt** ne sont pas un jouet et doivent être utilisées pour la protection auditive et sous la supervision d'un adulte.
- › Les coquilles insonorisantes **fdmt** ne sont pas conseillées contre les bruits impulsifs (ex. tirs d'armes à feu).
- › Bien suivre les instructions d'utilisation fournies dans la boîte, notamment en ce qui concerne le nettoyage et l'entretien des coquilles.

spécifications	détails
Réduction sonore	27 dB
Poids	275 g
Matériaux	Coquille en thermoplastique ABS léger et coussinet PVC avec éponge Arceau en acier inoxydable Bandeau en polypropylène avec PVC et rembourrage en mousse EVA Pochette en polyester
Âge recommandé	8 mois et plus
Couleurs	noir, gris, bleu, blanc
Certifications	Approuvées selon les normes de sécurité européennes et nord-américaines

Informations revendeurs

couleurs	dimensions déballé	dimensions emballé	quantité minimum	code de produit	CUP
NOIR	12,7 x 9,5 x 12,7 cm	11,7 x 10,5 x 11,7 cm	10	4063100	
GRIS				4063200	
BLEU				4063300	
BLANC				4063500	